

Manual Tecnico de Equipos de Laboratorio

Laboratorio de Bromatologia

Documento de referencia con funcion, especificaciones, procedimiento de uso, precauciones de seguridad y mantenimiento basico de los equipos del laboratorio.

Nota: Este documento es un borrador tecnico de referencia general. Debe ser revisado y validado por el personal laboratorista responsable antes de su uso oficial, ya que procedimientos especificos pueden variar segun la marca y modelo exacto de cada equipo instalado en el laboratorio.

Bano Maria

Funcion y descripcion

Equipo que calienta muestras de forma indirecta mediante un bano de agua a temperatura controlada, usado para incubaciones, digestiones suaves o mantenimiento de reactivos a temperatura constante sin contacto directo con una fuente de calor.

Especificaciones tecnicas generales

- Rango de temperatura tipico: ambiente hasta 100 grados Celsius.
- Control de temperatura mediante termostato digital o analogico.
- Cuba de acero inoxidable con capacidad variable segun el modelo.
- Puede incluir agitacion suave en modelos con funcion shaking.

Procedimiento general de uso

- 1 Llenar la cuba con agua destilada hasta el nivel indicado por el fabricante.
- 2 Encender el equipo y ajustar la temperatura deseada segun el protocolo.
- 3 Esperar a que el agua alcance la temperatura de trabajo antes de introducir las muestras.
- 4 Colocar los recipientes con las muestras en las gradillas o soportes correspondientes.
- 5 Retirar las muestras al finalizar el tiempo indicado, usando pinzas o guantes termicos.

Precauciones de seguridad

- Nunca dejar que el nivel de agua descienda por debajo del minimo recomendado (riesgo de dano al equipo).
- Evitar el contacto directo con el agua caliente al retirar muestras.
- No usar el bano con liquidos distintos al agua sin verificar compatibilidad.

Mantenimiento basico

- Vaciar y limpiar la cuba periodicamente para evitar acumulacion de sales o residuos.
- Usar agua destilada o desmineralizada para reducir la formacion de incrustaciones.
- Revisar el estado de la resistencia y el termostato periodicamente.