

Manual Tecnico de Equipos de Laboratorio

Laboratorio de Bromatologia

Documento de referencia con funcion, especificaciones, procedimiento de uso, precauciones de seguridad y mantenimiento basico de los equipos del laboratorio.

Nota: Este documento es un borrador tecnico de referencia general. Debe ser revisado y validado por el personal laboratorista responsable antes de su uso oficial, ya que procedimientos especificos pueden variar segun la marca y modelo exacto de cada equipo instalado en el laboratorio.

Cabina de flujo laminar

Funcion y descripcion

Cabina que proporciona un ambiente de trabajo con aire filtrado (libre de particulas y microorganismos) mediante un flujo de aire unidireccional, usada para manipular muestras microbiologicas o preparar medios de cultivo evitando la contaminacion cruzada.

Especificaciones tecnicas generales

- Filtro HEPA con eficiencia tipica igual o mayor a 99.97 por ciento para particulas de 0.3 micras.
- Flujo de aire laminar horizontal o vertical, segun el modelo.
- Lampara germicida UV opcional para desinfeccion de la superficie de trabajo.
- Velocidad de flujo de aire regulable.

Procedimiento general de uso

- 1 Encender la cabina y dejar circular el flujo de aire durante al menos 10-15 minutos antes de usarla.
- 2 Desinfectar la superficie de trabajo con un desinfectante adecuado (por ejemplo, alcohol al 70 por ciento).
- 3 Introducir solo el material necesario, evitando bloquear las rejillas de ventilacion.
- 4 Trabajar dentro del area central de la cabina, evitando movimientos bruscos que alteren el flujo de aire.
- 5 Al finalizar, limpiar la superficie y dejar la cabina funcionando unos minutos mas antes de apagarla.

Precauciones de seguridad

- No usar la lampara UV con personas presentes en el area (riesgo para la vista y la piel).
- No sobrecargar la cabina con materiales que obstruyan el flujo de aire.
- Verificar el estado del filtro HEPA periodicamente segun el cronograma del laboratorio.

Mantenimiento basico

- Revisar y reemplazar el filtro HEPA segun las horas de uso indicadas por el fabricante.
- Limpiar la superficie de trabajo y las paredes internas regularmente.
- Verificar la velocidad del flujo de aire con un anemometro periodicamente.