

Manual Tecnico de Equipos de Laboratorio

Laboratorio de Bromatologia

Documento de referencia con funcion, especificaciones, procedimiento de uso, precauciones de seguridad y mantenimiento basico de los equipos del laboratorio.

Nota: Este documento es un borrador tecnico de referencia general. Debe ser revisado y validado por el personal laboratorista responsable antes de su uso oficial, ya que procedimientos especificos pueden variar segun la marca y modelo exacto de cada equipo instalado en el laboratorio.

Contador de Colonias

Funcion y descripcion

Equipo utilizado en microbiologia de alimentos para facilitar el conteo de unidades formadoras de colonias (UFC) en placas de cultivo, mediante iluminacion y magnificacion que permiten identificar y contabilizar colonias con mayor precision.

Especificaciones tecnicas generales

- Superficie iluminada con luz uniforme (LED o fluorescente).
- Lupa o sistema de magnificacion incorporado en algunos modelos.
- Contador digital o mecanico para registrar el numero de colonias.
- Cuadrícula de referencia en la superficie de conteo (en modelos analogicos).

Procedimiento general de uso

- 1 Colocar la placa de cultivo con las colonias desarrolladas sobre la superficie iluminada.
- 2 Encender la iluminacion del equipo para resaltar las colonias.
- 3 Contar las colonias visibles usando el lapiz marcador o el sistema digital, siguiendo un patron sistematico (por cuadrantes).
- 4 Registrar el numero total de colonias y calcular la concentracion segun la dilucion utilizada.

Precauciones de seguridad

- Manipular las placas de cultivo con guantes, ya que contienen microorganismos viables.
- Desinfectar la superficie del equipo despues de cada uso.
- Verificar que la placa este correctamente identificada para evitar confusiones en el registro.

Mantenimiento basico

- Limpiar la superficie de conteo y la lupa regularmente.
- Verificar el funcionamiento del sistema de iluminacion.