

Manual Tecnico de Equipos de Laboratorio

Laboratorio de Bromatologia

Documento de referencia con funcion, especificaciones, procedimiento de uso, precauciones de seguridad y mantenimiento basico de los equipos del laboratorio.

Nota: Este documento es un borrador tecnico de referencia general. Debe ser revisado y validado por el personal laboratorista responsable antes de su uso oficial, ya que procedimientos especificos pueden variar segun la marca y modelo exacto de cada equipo instalado en el laboratorio.

Desecador

Funcion y descripcion

Recipiente hermetico que contiene un agente desecante, utilizado para mantener muestras, crisoles o capsulas libres de humedad ambiental durante el enfriamiento previo al pesaje, evitando que absorban agua y alteren los resultados analiticos.

Especificaciones tecnicas generales

- Cuerpo de vidrio o plastico resistente con tapa esmerilada hermetica.
- Placa perforada interna para colocar las muestras sobre el desecante.
- Agente desecante comun: silica gel (con indicador de humedad por color) o cloruro de calcio.

Procedimiento general de uso

- 1 Verificar que el agente desecante este activo (silica gel de color azul o naranja segun el indicador, no rosado o incoloro).
- 2 Colocar la muestra o el crisol caliente sobre la placa perforada, evitando el contacto directo con las paredes.
- 3 Cerrar la tapa asegurando el sellado hermetico.
- 4 Dejar enfriar la muestra dentro del desecador durante el tiempo indicado por el metodo antes de pesarla.
- 5 Abrir el desecador deslizando la tapa lateralmente para evitar golpes de presion.

Precauciones de seguridad

- No introducir muestras extremadamente calientes sin verificar la resistencia termica del desecador.
- Reemplazar o regenerar el desecante cuando cambie de color indicando saturacion.
- Manipular con cuidado, ya que la tapa de vidrio esmerilado puede resultar resbaladiza.

Mantenimiento basico

- Regenerar la silica gel mediante secado en estufa segun las instrucciones del proveedor, o reemplazarla cuando este saturada.
- Limpiar el interior del desecador periodicamente.
- Verificar el estado de la grasa de sellado en la tapa esmerilada.