

Manual Tecnico de Equipos de Laboratorio

Laboratorio de Bromatologia

Documento de referencia con funcion, especificaciones, procedimiento de uso, precauciones de seguridad y mantenimiento basico de los equipos del laboratorio.

Nota: Este documento es un borrador tecnico de referencia general. Debe ser revisado y validado por el personal laboratorista responsable antes de su uso oficial, ya que procedimientos especificos pueden variar segun la marca y modelo exacto de cada equipo instalado en el laboratorio.

Desmineralizador de agua

Funcion y descripcion

Equipo que remueve iones y minerales disueltos en el agua mediante resinas de intercambio ionico u osmosis inversa, produciendo agua desmineralizada apta para la preparacion de reactivos y soluciones analiticas sin interferencias ionicas.

Especificaciones tecnicas generales

- Tecnologia de tratamiento: resinas de intercambio ionico, osmosis inversa o combinacion de ambas.
- Conductividad del agua de salida tipica: menor a 5 microsiemens por centimetro.
- Capacidad de produccion variable segun el modelo (litros por hora).

Procedimiento general de uso

- 1 Verificar el suministro de agua de entrada al equipo.
- 2 Encender el equipo y esperar a que alcance el nivel de pureza indicado por el conductimetro integrado.
- 3 Recolectar el agua desmineralizada en un recipiente limpio y adecuado.
- 4 Verificar periodicamente el valor de conductividad mostrado en el panel del equipo.

Precauciones de seguridad

- No usar el agua producida si la conductividad supera el limite aceptable, ya que indica saturacion de las resinas.
- Evitar el contacto de las resinas con contaminantes externos.

Mantenimiento basico

- Regenerar o reemplazar las resinas de intercambio ionico segun la frecuencia indicada por el fabricante.
- Limpiar y desinfectar los depositos de almacenamiento periodicamente.
- Verificar y calibrar el conductimetro integrado.