

Manual Tecnico de Equipos de Laboratorio

Laboratorio de Bromatologia

Documento de referencia con funcion, especificaciones, procedimiento de uso, precauciones de seguridad y mantenimiento basico de los equipos del laboratorio.

Nota: Este documento es un borrador tecnico de referencia general. Debe ser revisado y validado por el personal laboratorista responsable antes de su uso oficial, ya que procedimientos especificos pueden variar segun la marca y modelo exacto de cada equipo instalado en el laboratorio.

Destilador de agua

Funcion y descripcion

Equipo que produce agua destilada mediante evaporacion y posterior condensacion, eliminando impurezas, sales minerales y microorganismos, para su uso en la preparacion de reactivos y soluciones en el laboratorio bromatologico.

Especificaciones tecnicas generales

- Capacidad de produccion tipica: 2-10 litros por hora segun el modelo.
- Sistema de calentamiento por resistencia electrica.
- Condensador de acero inoxidable o vidrio para enfriar el vapor.

Procedimiento general de uso

- 1 Conectar el suministro de agua de entrada (agua potable o previamente tratada) al equipo.
- 2 Encender el equipo y esperar a que inicie el proceso de ebullicion y condensacion.
- 3 Recolectar el agua destilada en un recipiente limpio, evitando contaminacion.
- 4 Apagar el equipo al finalizar la produccion requerida.

Precauciones de seguridad

- No dejar el equipo funcionando sin supervision durante periodos prolongados.
- Verificar que exista suministro continuo de agua de entrada para evitar que la resistencia se dane en seco.

Mantenimiento basico

- Descalcificar la camara de ebullicion periodicamente para remover sarro e incrustaciones.
- Limpiar el condensador y los depositos de almacenamiento regularmente.