

Manual Técnico de Equipos de Laboratorio

Laboratorio de Bromatología

Documento de referencia con función, especificaciones, procedimiento de uso, precauciones de seguridad y mantenimiento básico de los equipos del laboratorio.

Nota: Este documento es un borrador técnico de referencia general. Debe ser revisado y validado por el personal laboratorista responsable antes de su uso oficial, ya que procedimientos específicos pueden variar según la marca y modelo exacto de cada equipo instalado en el laboratorio.

Estufa

Funcion y descripcion

Equipo de calentamiento por conveccion de aire, utilizado para el secado de muestras, determinacion de humedad, esterilizacion en seco de material de vidrio y otros procesos que requieren temperatura constante durante periodos prolongados.

Especificaciones tecnicas generales

- Rango de temperatura tipico: ambiente hasta 250-300 grados Celsius.
- Circulacion de aire por conveccion natural o forzada segun el modelo.
- Control de temperatura digital con precision tipica de +/- 1 grado Celsius.

Procedimiento general de uso

- 1 Precalentar la estufa a la temperatura indicada por el metodo (por ejemplo, 105 grados Celsius para determinacion de humedad).
- 2 Colocar las muestras en las bandejas, distribuidas sin sobreponerlas.
- 3 Cerrar la puerta y dejar el tiempo indicado por el protocolo.
- 4 Retirar las muestras con guantes termicos y trasladarlas al desecador para su enfriamiento antes de pesarlas.

Precauciones de seguridad

- No abrir la puerta frecuentemente durante el proceso, ya que afecta la estabilidad de la temperatura.
- Usar proteccion termica al manipular bandejas y muestras calientes.
- No introducir materiales inflamables o volatiles.

Mantenimiento basico

- Limpiar el interior de la estufa periodicamente.
- Verificar la calibracion de la temperatura con un termometro patron.
- Revisar el estado de la resistencia y el ventilador de circulacion (si aplica).