

Manual Tecnico de Equipos de Laboratorio

Laboratorio de Bromatologia

Documento de referencia con funcion, especificaciones, procedimiento de uso, precauciones de seguridad y mantenimiento basico de los equipos del laboratorio.

Nota: Este documento es un borrador tecnico de referencia general. Debe ser revisado y validado por el personal laboratorista responsable antes de su uso oficial, ya que procedimientos especificos pueden variar segun la marca y modelo exacto de cada equipo instalado en el laboratorio.

Incubadora

Funcion y descripcion

Equipo que mantiene condiciones controladas de temperatura (y en algunos casos humedad) para el crecimiento y desarrollo de microorganismos en placas o tubos de cultivo, utilizada en analisis microbiologico de alimentos.

Especificaciones tecnicas generales

- Rango de temperatura tipico: ambiente hasta 60-70 grados Celsius (segun modelo).
- Circulacion de aire por conveccion natural o forzada.
- Control de temperatura digital con precision tipica de +/- 0.5 grados Celsius.

Procedimiento general de uso

- 1 Precalentar la incubadora a la temperatura indicada por el metodo (por ejemplo, 35-37 grados Celsius para mesofilos).
- 2 Colocar las placas o tubos de cultivo en las bandejas, sin sobreponerlas ni invertirlas de forma incorrecta.
- 3 Cerrar la puerta y dejar incubando durante el tiempo especificado por el protocolo.
- 4 Retirar las muestras al finalizar el periodo de incubacion para su lectura o conteo.

Precauciones de seguridad

- No abrir la puerta frecuentemente, ya que afecta la estabilidad de la temperatura interna.
- Manipular las placas con guantes, ya que contienen microorganismos en desarrollo.
- Desinfectar la incubadora periodicamente para evitar contaminacion cruzada.

Mantenimiento basico

- Limpiar y desinfectar el interior regularmente.
- Verificar la calibracion de la temperatura con un termometro patron.