

Manual Tecnico de Equipos de Laboratorio

Laboratorio de Bromatologia

Documento de referencia con funcion, especificaciones, procedimiento de uso, precauciones de seguridad y mantenimiento basico de los equipos del laboratorio.

Nota: Este documento es un borrador tecnico de referencia general. Debe ser revisado y validado por el personal laboratorista responsable antes de su uso oficial, ya que procedimientos especificos pueden variar segun la marca y modelo exacto de cada equipo instalado en el laboratorio.

Manta de Calentamiento

Funcion y descripcion

Dispositivo de calentamiento que envuelve balones o matraces de fondo redondo, transmitiendo calor de forma uniforme a traves de la superficie de vidrio, usado en procesos de reflujo, destilacion o evaporacion de solventes.

Especificaciones tecnicas generales

- Diseñada para ajustarse a la forma y volumen de un balon especifico (250, 500, 1000 mL, entre otros).
- Control de temperatura mediante perilla analogica o regulador digital.
- Recubrimiento textil resistente al calor con resistencia electrica interna.

Procedimiento general de uso

- 1 Seleccionar la manta del tamano correspondiente al balon a utilizar.
- 2 Colocar el balon con la muestra dentro de la manta, asegurando buen contacto con toda la superficie.
- 3 Encender el equipo y ajustar la temperatura de forma gradual segun el protocolo.
- 4 Monitorear el proceso (reflujo o destilacion) durante el tiempo requerido.
- 5 Apagar y dejar enfriar antes de retirar el balon.

Precauciones de seguridad

- No usar una manta de tamano incorrecto para el balon, ya que puede generar calentamiento desigual.
- No verter liquidos directamente sobre la manta.
- Verificar el estado del cableado antes de cada uso.

Mantenimiento basico

- Mantener la manta seca y limpia, evitando derrames sobre su superficie.
- Revisar periodicamente el estado de la resistencia interna y el control de temperatura.