

Manual Tecnico de Equipos de Laboratorio

Laboratorio de Bromatologia

Documento de referencia con funcion, especificaciones, procedimiento de uso, precauciones de seguridad y mantenimiento basico de los equipos del laboratorio.

Nota: Este documento es un borrador tecnico de referencia general. Debe ser revisado y validado por el personal laboratorista responsable antes de su uso oficial, ya que procedimientos especificos pueden variar segun la marca y modelo exacto de cada equipo instalado en el laboratorio.

Molino pulverizador

Funcion y descripcion

Equipo utilizado para reducir el tamaño de partícula de muestras sólidas de alimentos (granos, semillas, muestras secas) mediante trituración mecánica, homogeneizando la muestra para su posterior análisis.

Especificaciones técnicas generales

- Sistema de cuchillas o martillos según el tipo de molino (de cuchillas, de martillos o de bolas).
- Velocidad de rotación variable según el modelo.
- Tamiz intercambiable para controlar el tamaño final de partícula en algunos modelos.

Procedimiento general de uso

- 1 Verificar que la cámara de molienda esté limpia, sin residuos de muestras anteriores.
- 2 Introducir la muestra seca en la cantidad indicada por el manual del equipo (evitar sobrecarga).
- 3 Cerrar la tapa de seguridad y encender el equipo.
- 4 Moler durante el tiempo necesario hasta obtener el tamaño de partícula deseado.
- 5 Apagar, esperar a que las cuchillas se detengan por completo y retirar la muestra molida.

Precauciones de seguridad

- Nunca abrir la tapa mientras las cuchillas estén en movimiento.
- No introducir muestras húmedas o con alto contenido de grasa sin verificar compatibilidad con el equipo.
- Usar protección auditiva si el nivel de ruido es elevado.

Mantenimiento básico

- Limpiar la cámara de molienda y las cuchillas después de cada uso para evitar contaminación cruzada entre muestras.
- Revisar elafilado de las cuchillas periódicamente.