

Manual Tecnico de Equipos de Laboratorio

Laboratorio de Bromatologia

Documento de referencia con funcion, especificaciones, procedimiento de uso, precauciones de seguridad y mantenimiento basico de los equipos del laboratorio.

Nota: Este documento es un borrador tecnico de referencia general. Debe ser revisado y validado por el personal laboratorista responsable antes de su uso oficial, ya que procedimientos especificos pueden variar segun la marca y modelo exacto de cada equipo instalado en el laboratorio.

Refractometro

Funcion y descripcion

Instrumento optico que mide el indice de refraccion de una muestra liquida para determinar su concentracion de solidos solubles (grados Brix), utilizado en el analisis de jugos, jarabes, miel y otros productos alimenticios.

Especificaciones tecnicas generales

- Rango de medicion tipico: 0 a 32 o 0 a 90 grados Brix, segun el modelo.
- Puede ser de tipo analogico (manual, con prisma) o digital automatico.
- Compensacion automatica de temperatura en modelos digitales.

Procedimiento general de uso

- 1 Verificar la calibracion del equipo con agua destilada (debe marcar 0 grados Brix) antes de usar.
- 2 Colocar unas gotas de la muestra sobre el prisma del refractometro.
- 3 Cerrar la tapa del prisma (en modelos manuales) o iniciar la lectura (en modelos digitales).
- 4 Registrar el valor de grados Brix mostrado en la escala o pantalla.
- 5 Limpiar el prisma con agua destilada y un pano suave despues de cada medicion.

Precauciones de seguridad

- No rayar la superficie del prisma con objetos duros o abrasivos.
- Limpiar el prisma inmediatamente despues de cada uso para evitar residuos secos que afecten futuras lecturas.
- Evitar la exposicion prolongada a la luz solar directa en modelos analogicos.

Mantenimiento basico

- Verificar la calibracion con agua destilada regularmente.
- Guardar el equipo en su estuche protector cuando no este en uso.