

Manual Tecnico de Equipos de Laboratorio

Laboratorio de Bromatologia

Documento de referencia con funcion, especificaciones, procedimiento de uso, precauciones de seguridad y mantenimiento basico de los equipos del laboratorio.

Nota: Este documento es un borrador tecnico de referencia general. Debe ser revisado y validado por el personal laboratorista responsable antes de su uso oficial, ya que procedimientos especificos pueden variar segun la marca y modelo exacto de cada equipo instalado en el laboratorio.

Cabina Extraccion de Gases

Funcion y descripcion

Cabina de seguridad que extrae y evacua vapores, gases y particulas toxicas generadas durante procedimientos con reactivos quimicos peligrosos (como digestiones acidas o extracciones con solventes), protegiendo al analista de la exposicion directa.

Especificaciones tecnicas generales

- Sistema de extraccion mecanica con ducto de evacuacion al exterior.
- Velocidad de captura de aire regulable segun el modelo.
- Ventana frontal (sash) de vidrio de seguridad ajustable en altura.
- Puede incluir filtros de carbon activado en modelos de recirculacion.

Procedimiento general de uso

- 1 Encender el sistema de extraccion antes de iniciar cualquier procedimiento con reactivos volatiles.
- 2 Ajustar la ventana frontal a la altura de trabajo recomendada (usualmente no mayor a 20-25 cm de apertura).
- 3 Realizar el procedimiento con las manos dentro de la cabina y el equipo alejado del borde frontal.
- 4 Al finalizar, dejar el sistema de extraccion funcionando unos minutos antes de apagarlo.

Precauciones de seguridad

- Nunca trabajar con la ventana frontal completamente abierta durante procedimientos con reactivos peligrosos.
- No usar la cabina como almacenamiento permanente de reactivos.
- Verificar el funcionamiento del sistema de extraccion antes de cada uso.
- Usar equipo de proteccion personal adecuado incluso trabajando dentro de la cabina.

Mantenimiento basico

- Revisar periodicamente el flujo de aire de extraccion con un anemometro.
- Limpiar la superficie de trabajo despues de cada uso.
- Verificar y reemplazar filtros de carbon activado si el modelo los incluye.